


Anti-Phospho-C-Jun (T91) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Artikelnummer: CM0001161



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Phospho-c-Jun (T91) für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch und Maus. Zielt auf den Transkriptionsfaktor Jun, eine Komponente des AP-1-Komplexes, der an Zellproliferation, Apoptose und Onkogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Jun-T91 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3725
GenID	3725
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um die Position T91 des menschlichen c-Jun (P05412)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05412
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel