


Anti-Phospho-C-Myc-S373 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P01106

Artikelnummer: CM0001565



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes c-Myc, phosphoryliert an Ser373. Geeignet für Western-Analyse. Ziel ist das Proto-Onkogen-Transkriptionsfaktor c-Myc (~51 kDa), beteiligt an Zellwachstum und Onkogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Myc-S373 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S373
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4609
Gen-ID	4609
Immunogen	Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S373 des humanen c-Myc entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01106
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel