


## Anti-Phospho-C-Myc (S62) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - P01106

Artikelnummer: CM0001103



### Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen c-Myc phosphoryliert an Ser62 gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Krebsforschung und Studien zur Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-c-Myc-S62 Kaninchen pAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-S62                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 4609                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 4609                                                                                                                      |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S62 von humanem MYC (NP_001341799.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | P01106                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 51kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |