


Anti-Phospho-C-Myc (T358) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01106

Artikelnummer: CM0001406



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen phosphoryliertes c-Myc an Position Thr358. Geeignet für Western Blot und ELISA zum Nachweis der humanen c-Myc-Phosphorylierung, eines wichtigen Transkriptionsfaktors und Onkogens, das an Zellwachstum und Angiogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Myc-T358 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T358
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4609
GeneID	4609
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um T358 des humanen c-Myc entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01106
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel