


Anti-Phospho-C-Myc (T58) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01106

Artikelnummer: CM0001544



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes c-Myc (T58), validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit humanen, murinen und Rattus-Proben. Ideal für Myc-Signaltransduktion, Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-c-Myc-T58 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T58
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4609
Gen-ID	4609
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T58 von murinem MYC (NP_001170823.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01106
Protein-Gewicht	51kDa
Versand	Eistasche