


## Anti-Phospho-Camk2-T286 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Artikelnummer: CM0001858



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch das phosphorylierte T286 von CaMKII alpha (Camk2a) erkennt, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB und ELISA, ideal zur Untersuchung der synaptischen Plastizität und CaMKII-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Camk2-T286 Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 815                                                                                                                                           |
| Gen-ID            | 816/817/818/815                                                                                                                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T286 von menschlichem Camk2a (NP_741960.1).                           |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                           |
| SWISS             | Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 54kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                     |