


Anti-Phospho-Camk2-T286 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Artikelnummer: CM0001297



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper zum Nachweis von an T286 phosphoryliertem Camk2; geeignet für WB und ELISA an menschlichen und murinen Proben. Molekulargewicht: 54 kDa. Validiert für Forschung zu synaptischer Plastizität, Lernen und Gedächtnis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Camk2-T286 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	816/817/818/815
GeneID	816/817/818/815
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T286 von menschlichem Camk2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel