


Anti-Phospho-Caveolin-1-Y14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q03135

Artikelnummer: CM0001984



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes Caveolin-1 an Tyrosin 14. Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung der Caveolae-Signalgebung und T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Caveolin-1-Y14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Phospho-Caveolin-1-Y14
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	857
GeneID	857
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y14 von humanem Caveolin-1 (NP_001744.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q03135
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel