


Anti-Phospho-Cbl-Y774 Kaninchen Pab - P22681

Artikelnummer: CM0000832



Einführung

Phospho-CBL-Y774 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt spezifisch phosphoryliertes CBL an Tyrosin 774 in menschlichen Proben. Ideal für Krebs- und Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CBL-Y774 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y774
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	867
GenID	867
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y774 von menschlichem CBL (NP_005179.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22681
Proteingewicht	100kDa
Versand	Eisbeutel