


Anti-Phospho-Cd115/Csf-1R-Y723 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P07333

Artikelnummer: CM0001443



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CSF1R (CD115), phosphoryliert an Y723. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung von CSF1/IL34-Signalwegen, Makrophagenbiologie und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CD115/CSF-1R-Y723 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y723
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1436
GenID	1436
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y723 von humanem CSF1R, NP_005202.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07333
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel