

Anti-Phospho-Cd117/C-Kit-Y721 Kaninchen-Pak Für Wb - P10721

Artikelnummer: CM0000449



Einführung

Anti-Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot beim Menschen. Erkennt phosphoryliertes Tyrosin 721 von KIT, einem Rezeptor-Tyrosinkinase, der für das Zellüberleben, die Proliferation und die Hämatopoese entscheidend ist. Ideal für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3815
GenID	3815
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um Y721 des menschlichen KIT entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10721
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel