

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Phospho-Cd117/C-Kit (Y721)-Antikörper Für Western Blot - P10721

Artikelnummer: CM0001948



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes c-Kit (Tyr721). Validiert für Western Blot und ELISA, detektiert humanes, murines und Ratten-CD117. Ideal für die Untersuchung der KITLG/SCF-Signalgebung bei der Stammzellerhaltung, Onkogenese und Mastzellentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CD117/c-Kit-Y721 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC; Phospho-CD117/c-Kit-Y721
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3815
GenID	3815
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y719 von murine Kit (NP_066922.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10721
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel