

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Phospho-Cdc25C (S216)-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30307

Artikelnummer: CM0001157



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-poliklonaler cdc25C (S216)-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Zielstrukturen aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zellzyklusverläufen und mitotischer Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-cdc25C-S216 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDC25; PPP1R60; Phospho-cdc25C-S216
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	995
GenID	995
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um die S216-Stelle von humanem cdc25C (NP_001781.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30307
Proteinmasse	53kDa
Versand	Eisbeutel