


Anti-Phospho-Cdc37-S13 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16543

Artikelnummer: CM0001589



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen an Ser13 phosphoryliertes CDC37. Validiert für Western Blot und ELISA in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für die Erforschung der Hsp90-Co-Chaperon-Funktion und Kinase-Stabilisierungswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDC37-S13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	P50CDC37; Phospho-CDC37-S13
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	11140
GeneID	11140
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16543
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel