


Anti-Phospho-Cdk1-T14 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06493

Artikelnummer: CM0000610



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der Phospho-Thr14 von humanem CDK1 (CDC2) erkennt, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Zellzyklus, Mitose und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK1-T14 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	983
GeneID	983
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Position T14 von humanem CDK1 (NP_001777.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06493
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel