


Anti-Phospho-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P06493

Artikelnummer: CM0001838



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der phosphoryliertes CDK1-T161, CDK2-T160 und CDK3-T160 erkennt. Geeignet für Western Blot, IF-P, IHC-P und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Zellzyklus-, Mitose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-T14
Spezies	Human
GeneID (Human)	983
GeneID	983
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T161&T160 von humanem CDK1 (NP_001777.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06493
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eistüte