


Anti-Phospho-Cdk1-Y15 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P06493

Artikelnummer: CM0001850



Einführung

Phospho-CDK1-Y15 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt CDK1, das an Tyr15 phosphoryliert ist, einen wichtigen Zellzyklusregulator. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK1-Y15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-CDK1-Y15
Spezies	Human
GeneID (Human)	983
GeneID	983
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y15 von humanem CDK1 (NP_001777.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06493
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel