


Anti-Phospho-Cdk2-T160 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Artikelnummer: CM0001429



Einführung

Phospho-CDK2-T160 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper (pAb), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-CDK2, das an Thr-160 phosphoryliert ist. Ideal für Forschung zum Zellzyklus, DNA-Schäden und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK2-T160 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1017
Gen-ID	1017
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich von T160 des humanen CDK2 (NP_001789.2?/NP_001249.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24941
Proteinmasse	30 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel