

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Phospho-Cdk9 (T186) Antikörper Für Wb, Elisa - P50750

Artikelnummer: CM0000615



Einführung

Phospho-CDK9 (T186) kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humaner, murine und Ratten-CDK9. Ideal für Forschung zu Transkriptionsregulation und Kinasesignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CDK9-T186 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	TAK; C-2k; CTK1; CDC2L4; PITALRE; Phospho-CDK9-T186
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1025
GenID	1025
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um die Position T186 der humanen CDK9 (NP_001252.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel