

Anti-Phospho-Cfl1-Y139 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P23528

Artikelnummer: CM0001533



Einführung

Phospho-CFL1-Y139 Kaninchen pAb von CamelBio detektiert phosphoryliertes Cofilin-1 (Y139) in Human, Maus und Ratte für IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung der Aktindynamik und Zellsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-CFL1-Y139 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFL; Cofilin; HEL-S-15; Phospho-CFL1-Y139
Spezies	Human
GeneID (Human)	1072
GeneID	1072
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23528
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eistasche