

Anti-Phospho-Chk1 (S280) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14757

Artikelnummer: CM0001670



Einführung

Phospho-spezifischer, monoklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von humanem Chk1, das an Serin 280 phosphoryliert ist. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Entwickelt für die Erforschung von Zellzyklus-Checkpoints und der DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Chk1-S280 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S280
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1111
Immunogen	Ein phospho-synthetisches Peptid, das den Bereich um S280 von humanem Chk1 entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14757
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel