


## Anti-Phospho-Chk1-S280 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14757

Artikelnummer: CM0001468



### Einführung

Phospho-Chk1-S280 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes Chk1, phosphoryliert an Serin 280. Geeignet für die Untersuchung der DNA-Schädigungsantwort, Zellzyklus-Kontrollpunkte und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                            |
|-------------------|---------------------------------|
| Produktname       | Phospho-Chk1-S280 Kaninchen mAb |
| Bemerkungen/Alias | CHK1; Phospho-Chk1-S280         |
| Spezies           | Mensch                          |
| GenID (Mensch)    | 1111                            |
| GenID             | 1111                            |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid            |
| Quelle            | Kaninchen                       |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper      |
| Anwendung         | WB, ELISA                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                          |
| SWISS             | O14757                          |
| Proteingewicht    | 54kDa                           |
| Versand           | Eisbeutel                       |