


Anti-Phospho-Chk1-S296 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - O14757

Artikelnummer: CM0000717



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Phospho-Chk1-S296 (Mensch) für Western Blot und ELISA. Unverzichtbar für die Untersuchung der DNA-Schädigungsantwort und Checkpoint-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Chk1-S296 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S296
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1111
GenID	1111
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S296 von menschlichem Chk1 (O14757).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14757
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel