

Anti-Phospho-Chk1 (S317) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14757

Artikelnummer: CM0001461



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Phospho-Chk1 (Ser317). Validiert für WB und ELISA ermöglicht er die Detektion von aktiviertem Chk1 in humanen Proben für die Erforschung von DNA-Schäden und Zellzyklus-Kontrollpunkten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-Chk1-S317 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S317
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1111
Gen-ID	1111
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S317 von humanem Chk1 (NP_001265.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14757
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel