


Anti-Phospho-Chk1-S345 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14757

Artikelnummer: CM0000661



Einführung

Phospho-spezifischer, polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Chk1 an Ser-345. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Involviert in DNA-Schadens-Checkpoint- und Zellzyklus-Arrest-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-Chk1-S345 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1111
Gen-ID	1111
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S345 von humanem Chk1 (NP_001265.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14757
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel