

Anti-Phospho-Chk2-T68 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O96017

Artikelnummer: CM0000772



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für Phospho-T68 von menschlichem Chk2 (CHEK2), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Forschung zu DNA-Schadenssignalisierung und Zellzyklus-Kontrollpunkten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Phospho-Chk2-T68 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-T68
Spezies	Mensch
Gen-ID	11200
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T68 von menschlichem Chk2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O96017
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel