

Anti-Phospho-Creb1-S133 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P16220

Artikelnummer: CM0001240



Einführung

Dieser Phospho-CREB1 (Ser133)-Antikörper erkennt menschliche, murine und Rattenproteine. Ideal für IHC-P und ELISA ist er ein wertvolles Werkzeug für die Untersuchung der Transkriptionsregulation, zirkadianer Rhythmen und der Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CREB1-S133 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Spezies	Mensch
GenID	1385
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Ser133 von humanem CREB1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16220
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel