

Anti-Phospho-Creb1-S133 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16220

Artikelnummer: CM0001169



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes CREB1 (Ser133). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Transkription, zirkadianem Rhythmus und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CREB1-S133 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S133
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1385
GenID	1385
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich der S133 des menschlichen CREB1 (NP_604391.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16220
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel