

Anti-Phospho-Creb1 (Ser129) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16220

Artikelnummer: CM0000645



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen an Ser129 phosphoryliertes CREB1. Validiert für WB und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung der cAMP-vermittelten Transkription und der Regulation des zirkadianen Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CREB1-S129 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1385
Gen-ID	1385
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S129 von humanem CREB1 (NP_604391.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16220
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistasche