


Anti-Phospho-Crk/Crkii (Tyr221) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P46108

Artikelnummer: CM0001285



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für CRK, phosphoryliert bei Tyr221. Validiert für WB, ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Integrin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CRK/CRKII-Y221 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1398
GenID	1398
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y221 von menschlichem CRK/CRKII/CRK (P46108).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P46108
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel