


Anti-Phospho-Crk/Crkii (Y221) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P46108

Artikelnummer: CM0001788



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Y221 von menschlichem CRK/CRKII. Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der CRK-vermittelten Zelladhäsions- und Migrationssignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CRK/CRKII-Y221 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p38; CRKII; Phospho-CRK/CRKII-Y221
Spezies	Mensch
Gen-ID	1398
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y221 des menschlichen CRK/CRKII (NP_058431.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46108
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel