

Anti-Phospho-Crkl (Y207) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46109

Artikelnummer: CM0001679



Einführung

Phospho-CRKL-Y207 Kaninchen pAb validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Ein synthetisches Phosphopeptid um Y207 von CRKL (P46109) wurde als Immunogen verwendet. Geeignet für die Untersuchung intrazellulärer Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CRKL-Y207 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRKL; Phospho-CRKL-Y207
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1399
GeneID	1399
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y207 von humanem CRKL (NP_005198.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46109
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel