


Anti-Phospho-Crmp2/Dpysl2-T514 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16555

Artikelnummer: CM0000721



Einführung

Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514 Kaninchen-pAb, validiert für WB, ELISA; zielt auf phosphoryliertes T514 von humanem CRMP2 ab. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur neuronalen Entwicklung, Axonführung und Semaphorin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1808
GenID	1808
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T514 von humanem CRMP2/DPYSL2 (NP_001377.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16555
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel