


Anti-Phospho-Cytokeratin 8 (Krt8)-S74 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05787

Artikelnummer: CM0001639



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper detektiert humanes Keratin 8, das an Serin 74 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA, geeignet für die Untersuchung der Dynamik von Intermediärfilamenten und der epithelialen Integrität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Cytokeratin 8 (KRT8)-S74 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Phospho-Cytokeratin 8 (KRT8)-S74
Spezies	Human
GeneID (Human)	3856
GeneID	3856
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S74 von humanem Cytokeratin 8 (NP_002264.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P05787
Protein-Gewicht	54 kDa/56 kDa
Versand	Eisbeutel