

Anti-Phospho-Ddr1 (Y792) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08345

Artikelnummer: CM0000869



Einführung

Phospho-DDR1 (Y792) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes DDR1-Tyrosinkinase (101 kDa). Unverzichtbar für Studien zur Kollagensignalisierung und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-DDR1-Y792 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CAK, DDR, NEP, HGK2, PTK3, RTK6, TRKE, CD167, EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, Phospho-DDR1-Y792
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	780
Gen-ID	780
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y792 von humanem DDR1 (NP_054699.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q08345
Proteingewicht	101 kDa
Versand	Eisbeutel