

Anti-Phospho-Dnmt1 (S714) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P26358

Artikelnummer: CM0000479



Einführung

Phospho-spezifischer DNMT1 (Ser714) Kaninchen-poliklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes DNMT1, das an Ser714 phosphoryliert ist. Geeignet für Forschung zu epigenetischer Vererbung, Genstilllegung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-DNMT1-S714 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Phospho-DNMT1-S714
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1786
Gen-ID	1786
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S714 von humanem DNMT1 (NP_001370.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26358
Proteinmasse	183 kDa
Versand	Eisbeutel