


Anti-Phospho-Drp1-S616 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00429

Artikelnummer: CM0000719



Einführung

Phospho-DRP1-S616 Kaninchen-pAb erkennt spezifisch humanes DNM1L, das an Ser616 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA, geeignet für Studien zur mitochondrialen Teilung, Apoptose und Krankheitsmechanismen. Zuverlässige Leistung für Forschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-DRP1-S616 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV; Phospho-DRP1-S616
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10059
GenID	10059
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S616 von humanem DRP1 (NP_036192.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00429
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel