


Anti-Phospho-Egfr-S1070 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0000642



Einführung

Phospho-EGFR-S1070 Kaninchen pAb detektiert humanes EGFR, das an Serin 1070 phosphoryliert ist. Geeignet für WB und ELISA, zielt dieser Antikörper auf eine wichtige Phosphorylierungsstelle in der EGFR-Signalübertragung ab und ist ideal für die Krebs- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-EGFR-S1070 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-S1070
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1956
Gen-ID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phospho-spezifisches Peptid, das den um S1070 des humanen EGFR liegenden Resten entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel