


Anti-Phospho-Egfr-Y1068 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001967



Einführung

Phospho-EGFR-Y1068 Kaninchen monoklonaler Antikörper, spezifisch für EGFR, phosphoryliert an Tyrosin 1068. Validiert für WB, ELISA an humanen Proben. Theoretisches MG 134 kDa. Ideal für die Signaltransduktions- und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Gen-ID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um Y1068 des humanen EGFR (P00533) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel