


Anti-Phospho-Egfr-Y1172 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001853



Einführung

Phosphospezifisches Kaninchen-polikonaales Antikörper gegen Y1172 des menschlichen EGFR (134 kDa). Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der EGFR-Signalübertragung bei Krebs und zellulären Antworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y1172 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1172
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Gen-ID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um Y1172 des menschlichen EGFR entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134 kDa
Versand	Eisbeutel