


Anti-Phospho-Egfr-Y1173 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001089



Einführung

Phospho-EGFR-Y1173 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes EGFR, phosphoryliert an Tyrosin 1173, eine Schlüssel-Rezeptor-Tyrosinkinase, die an der Zellsignalisierung und Krebsentstehung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y1173 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173
Spezies	Mensch (Human)
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um Y1173 des humanen EGFR entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel