

Anti-Phospho-Egfr-Y845 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001238



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für EGFR, phosphoryliert an Tyrosin 845. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; ideal zur Untersuchung von EGFR-Signalwegen in der Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y845 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y845 von humanem EGFR (NP_005219.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Protein-Gewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel