


Anti-Phospho-Eif2A-S51 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P05198

Artikelnummer: CM0001487



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Serin 51 von humanem eIF2 α (EIF2S1). Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der integrierten Stressantwort und Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF2 α -S51 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 α -S51
Spezies	Mensch
GenID	1965
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05198
Protein-Gewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel