

Anti-Phospho-Eif4E-S209 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06730

Artikelnummer: CM0001016



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen eIF4E (S209) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte; erkennt ~25 kDa eukaryotischen Translationsinitiationsfaktor 4E, ein wichtiges Cap-bindendes Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF4E-S209 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; Phospho-eIF4E-S209
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1977
GeneID	1977
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein phosphospezifisches Peptid, das Resten um S209 des menschlichen Phospho-eIF4E-S209 (NP_001959.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P06730
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel