


## Anti-Phospho-Eif4Ebp1-S65 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0000431



### Einführung

Phospho-eIF4EBP1-S65 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes phosphoryliertes 4E-BP1 bei Ser65, ein wichtiges mTORC1-Ziel. Ideal für Studien zur Translationsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-eIF4EBP1-S65 Kaninchen pAb                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-S65                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| GenID (Mensch)    | 1978                                                                                                                       |
| GenID             | 1978                                                                                                                       |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S65 von humanem Phospho-eIF4EBP1-S65 (NP_004086.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                     |
| SWISS             | Q13541                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 13kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |