


Anti-Phospho-Eif4Ebp1-T36 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0001342



Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen eIF4EBP1 Thr36, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Translationsregulation und mTOR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF4EBP1-T36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T36
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1978
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um die Position T36 des menschlichen eIF4EBP1 (NP_004086.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13541
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eispackung