

Anti-Phospho-Eif4Ebp1 (T70) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13541

Artikelnummer: CM0001903



Einführung

Spezifischer Nachweis von phosphoryliertem eIF4EBP1 an Thr70 mit diesem Kaninchen-monoklonalen Antikörper. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zum mTOR-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eIF4EBP1-T70 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; Phospho-eIF4EBP1-T70
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1978
Gen-ID	1978
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um T70 des humanen eIF4EBP1 (NP_004086.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13541
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel