

Anti-Phospho-Elk1-S383 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19419

Artikelnummer: CM0000622



Einführung

Phospho-ELK1-S383 Kaninchen pAb (P19419) validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der MAPK/JNK-Signalübertragung und der Regulation von Immediate-Early-Genen.

[Mehr erfahren](#)