

Anti-Phospho-Enos-S1177 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Artikelnummer: CM0000673



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes eNOS, phosphoryliert an Ser1177. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA, detektiert humanes und murines eNOS. eNOS produziert Stickstoffmonoxid, das für die Gefäßentspannung und Angiogenese entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-eNOS-S1177 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4846
Gen-ID	4846
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1177 von humanem eNOS (NP_000594.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P29474
Protein-Gewicht	133 kDa
Versand	Eistüte