

## Anti-Phospho-Enos (S1177) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29474

Artikelnummer: CM0001962



### Einführung

Spezifisch für den phosphorylierten Rest Ser1177 des humanen eNOS; dieser kaninchen monoklonale Antikörper ist für Western Blot und ELISA validiert und unterstützt die Forschung an endothelialer Funktion und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. SWISS P29474.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-eNOS-S1177 Kaninchen mAb                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 4846                                                                                                    |
| GenID             | 4846                                                                                                    |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1177 von humanem eNOS (NP_000594.2). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                               |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                  |
| SWISS             | P29474                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 133 kDa                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                               |